

Anneau de maintien pour récipients d'insertion dans couvercles perforés - Bandelin Sonorex GR 04

Réf. article BND-169

Fabricant Bandelin

Anneau de maintien pour suspendre en toute sécurité les récipients d'insertion dans les couvercles perforés ou les bandes d'insertion. Maintient en position les gobelets tels que SD 04 ou KB 04 et permet la sonication indirecte dans le bac à ultrasons.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.132 kg



DESCRIPTION

L'anneau de maintien GR 04 fixe les récipients d'insertion dans les couvercles perforés ou les bandes d'insertion. Les gobelets d'insertion tels que SD 04, SD 05 ou KB 04 restent dans la position correcte au-dessus de la cuve vibrante, permettant la sonication indirecte des liquides d'échantillon et de nettoyage.

AVANTAGES

- Suspension sûre des récipients d'insertion
- Maintient les gobelets précisément en position au-dessus de la cuve vibrante
- Condition préalable à la sonication indirecte avec gobelets d'insertion
- Compatible avec plusieurs récipients d'insertion Bandelin

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	169
Poids	0,132 kg

APPLICATIONS

L'anneau de maintien se place dans un couvercle perforé ou une bande d'insertion et reçoit le récipient d'insertion. Il fait partie du système de sonication indirecte, dans lequel les liquides

sensibles ou agressifs sont soniqués séparément de l'eau du bain.

Le GR 04 est compatible avec les récipients d'insertion KB 04, SD 04 et SD 05.