

Becherglas 1000 ml für indirekte Beschallung - Bandelin Sonorex SD 09

Artikel-Nr. BND-579

Hersteller Bandelin

Einsatzbecher aus Glas mit 1000 ml zum Einhängen in einen Lochdeckel oder Einsatzstreifen. Er ermöglicht die indirekte Beschallung aggressiver oder empfindlicher Medien, ohne die Schwingwanne zu belasten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.809 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Das SD 09 ist ein Einsatzbecher aus Glas mit 1000 ml Fassungsvermögen für die indirekte Beschallung. Mit dem Ring GR 06 wird der Becher in einen Lochdeckel oder Einsatzstreifen eingehängt, sodass aggressive Reiniger, abrasive Verschmutzungen oder Probenflüssigkeiten beschallt werden können, ohne dass etwas auf den Wannenboden gelangt.

VORTEILE

- 1000 ml Glasbecher für die indirekte Beschallung
- Zum Einhängen in Lochdeckel oder Einsatzstreifen mit Ring GR 06
- Mehrere Becher mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gleichzeitig nutzbar
- Schont die Schwingwanne bei aggressiven Medien

ANWENDUNG

So lassen sich zum Beispiel Dental-Zemente mit STAMMOPUR Z in einem Becher und zahnärztliche Instrumente mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Becher gleichzeitig behandeln. Zur Schallübertragung muss die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden, daher dient eine Reinigungslösung wie TICKOPUR R 33 in 3 Prozent als Koppelflüssigkeit.

Passend zu den Lochdeckeln DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514 und ES 4.