

Fußschalter zum bequemen Ein- und Ausschalten - Bandelin Sonopuls TS 8

Artikel-Nr. BND-531

Hersteller Bandelin

Der Fußschalter TS 8 ermöglicht das bequeme Ein- und Ausschalten des Ultraschallbetriebs am SONOPULS Homogenisator. Beide Hände bleiben für die Probenhandhabung frei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.734 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Fußschalter TS 8 steuert den Ultraschallbetrieb des SONOPULS Ultraschallhomogenisators per Fuß. So lässt sich die Beschallung starten und stoppen, während beide Hände für die Probenführung frei bleiben.

VORTEILE

- Freihändiges Starten und Stoppen der Beschallung
- Beide Hände bleiben für die Probenhandhabung frei
- Erleichtert reproduzierbares Arbeiten an Versuchsaufbauten

ANWENDUNG

Für Laborarbeitsplätze mit SONOPULS Homogenisatoren, an denen während des Homogenisierens, Dispergierens oder Zellaufschlusses beide Hände an der Probe benötigt werden.