

Rosettenzelle für intensive Zirkulation, 660 ml - Bandelin Sonopuls RZ 5

Artikel-Nr. BND-483

Hersteller Bandelin

Die Rosettenzelle RZ 5 ermöglicht die intensive und gleichmäßige Beschallung flüssiger Medien. Die runde Form der Seitenarme erzeugt eine verstärkte Zirkulation der Probe.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	1.479 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Die Rosettenzelle RZ 5 sorgt für eine intensive und gleichmäßige Beschallung flüssiger Proben im SONOPULS-Homogenisator. Die runde Form der Seitenarme lenkt die Probe immer wieder in das Kavitationsfeld zurück und erzeugt so eine verstärkte Zirkulation für eine homogene Bearbeitung.

VORTEILE

- Intensive und gleichmäßige Beschallung flüssiger Medien
- Seitenarme erzeugen eine verstärkte Zirkulation der Probe
- Arbeitsinhalt 0,66 L für größere Probenmengen
- Geeignet für Homogenisieren, Dispergieren und Zellaufschluss

ANWENDUNG

Für die gleichmäßige Beschallung größerer Flüssigkeitsmengen im Labor, etwa beim Homogenisieren, Dispergieren, Emulgieren und beim Zell- und Bakterienaufschluss.

Passende Sonotroden und Hörner sind als Bandelin Zubehör erhältlich.