

Auflagetisch Ø 145 mm für Reaktionsgefäße - Bandelin Sonopuls AT 40

Artikel-Nr. BND-3901

Hersteller Bandelin

Auflagetisch mit 145 mm Durchmesser zur Platzierung von Reaktionsgefäßen unter dem SONOPULS Homogenisator. Er positioniert die Gefäße sicher und reproduzierbar unter der Sonotrode für eine gleichmäßige Beschallung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.814 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Auflagetisch AT 40 mit 145 mm Durchmesser dient der Platzierung von Reaktionsgefäßen unter dem SONOPULS Homogenisator. Er hält die Gefäße in einer definierten Position unter der Sonotrode, sodass die Eintauchtiefe und die Beschallung reproduzierbar bleiben.

VORTEILE

- Auflagefläche mit Ø 145 mm für gängige Reaktionsgefäße
- Sichere und reproduzierbare Positionierung unter der Sonotrode
- Gleichmäßige Beschallung durch definierte Probenlage

ANWENDUNG

Der AT 40 wird im Labor verwendet, um Reaktionsgefäße beim Homogenisieren, Dispergieren oder Zellaufschluss sicher unter der Sonotrode zu platzieren und so eine gleichbleibende Beschallung zu gewährleisten.