

Beschallungsbecher mit Zu- und Ablauf für indirekte Beschallung - Bandelin Sonopuls BB 6

Artikel-Nr. BND-3605

Hersteller Bandelin

Beschallungsbecher für die indirekte Beschallung kleinster Probenmengen, ohne Metallioneneintrag aus der Sonotrode und ohne Kreuzkontamination. Zu- und Ablauf erlauben die Temperierung der Probe, eine direkte Beschallung als Ultraschallreaktor ist ebenfalls möglich. Passend zu HD 2200/3200.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	1.821 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Beschallungsbecher BB 6 dient der indirekten Beschallung kleinster Probenmengen mit dem Sonopuls Ultraschallhomogenisator. Die Probe wird über das Becherwandmedium beschallt, ohne dass Metallionen aus der Sonotrode eingetragen werden und ohne Kreuzkontamination zwischen Proben. Zu- und Ablauf ermöglichen zudem die Temperierung der Probe während der Beschallung.

VORTEILE

- Indirekte Beschallung ohne Metallioneneintrag aus der Sonotrode
- Keine Kreuzkontamination zwischen Proben
- Zu- und Ablauf für die Temperierung der Probe
- Auch als Ultraschallreaktor für die direkte Beschallung geeignet
- Passend zu den Generatoren HD 2200 und HD 3200

ANWENDUNG

Der Beschallungsbecher eignet sich im Labor für die schonende Behandlung kleiner und kontaminationsempfindlicher Proben, etwa beim Zellaufschluss, Emulgieren oder Dispergieren. Die Temperierung über Zu- und Ablauf schützt temperaturempfindliche Medien.

Der BB 6 ist passend zu den Sonopuls Generatoren HD 2200 und HD 3200.