

Ablaufgarnitur mit Bowdenzug und Edelstahlstopfen - Bandelin Sonorex

Artikel-Nr. BND-31661

Hersteller Bandelin

Ablaufgarnitur für SONOREX Ultraschallbäder mit Bowdenzugbetätigung und Edelstahlstopfen. Ermöglicht das bequeme und sichere Entleeren der Schwingwanne.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.852 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Die Ablaufgarnitur ermöglicht das bequeme Entleeren der Schwingwanne eines SONOREX Ultraschallbades. Über die Bowdenzugbetätigung lässt sich der Edelstahlstopfen sicher öffnen und schließen, ohne in die Badflüssigkeit greifen zu müssen.

VORTEILE

- Komfortables Entleeren der Schwingwanne per Bowdenzug
- Edelstahlstopfen, dicht schließend und chemisch beständig
- Kein direkter Kontakt mit der Badflüssigkeit beim Ablassen
- Robuste Ausführung für den dauerhaften Einsatz

ANWENDUNG

Zum Nachrüsten beziehungsweise Betätigen des Ablaufs an SONOREX Ultraschallbädern, um die Badflüssigkeit kontrolliert und sauber abzulassen.

Passend zu SONOREX Ultraschallbädern mit entsprechendem Ablauf.