

Einhängekorb Edelstahl für Analysesiebe - Bandelin Sonorex SH 7


Artikel-Nr. BND-314

Hersteller Bandelin

Edelstahl-Einhängekorb für die Reinigung von Analysesieben im Ultraschallbad. Hält das Beschallungsgut im optimalen Kavitationsfeld und schützt die Schwingwanne vor Abrieb.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.59 kg
Ursprungs-land	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Einhängekorb SH 7 aus Edelstahl nimmt Analysesiebe und anderes Beschallungsgut auf und hält es während des Betriebs sicher im Ultraschallbad. So liegt nichts direkt auf der Schwingwanne, was Abrieb zwischen Gut und Wanne verhindert und das Reinigungsgut im wirksamsten Bereich des Kavitationsfeldes positioniert.

VORTEILE

- Hält das Beschallungsgut 1 bis 2 cm über dem Wannenboden im optimalen Kavitationsfeld
- Schützt die Schwingwanne vor Abrieb durch direkten Kontakt
- Komfortables Einsetzen und Entnehmen ohne Kontakt mit der Beschallungsflüssigkeit
- Robuster Edelstahl, beständig gegenüber gängigen Reinigungsmitteln

ANWENDUNG

Speziell für die Ultraschallreinigung von Analysesieben sowie für sonstiges Reinigungsgut, das sicher und schonend im Bad gehalten werden soll.

Passend zu den Ultraschallbädern RK 106 und DT 106.