

## Einhängekorb Edelstahl für Analysesiebe - Bandelin Sonorex SH 28 C


Artikel-Nr. BND-307

Hersteller Bandelin

Edelstahl-Einhängekorb für die Reinigung von Analysesieben im Ultraschallbad. Hält das Beschallungsgut im optimalen Kavitationsfeld und schützt die Schwingwanne vor Abrieb.

### TECHNISCHE DATEN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ausführungs-kategorie | TEC         |
| Gewicht               | 2.148 kg    |
| Ursprungsland         | Deutschland |
| Zolltarifnummer       | 84799080    |



### BESCHREIBUNG

Der Einhängkorb SH 28 C aus Edelstahl nimmt Analysesiebe und anderes Beschallungsgut auf und hält es während des Betriebs sicher im Ultraschallbad. So liegt nichts direkt auf der Schwingwanne, was Abrieb zwischen Gut und Wanne verhindert und das Reinigungsgut im wirksamsten Bereich des Kavitationsfeldes positioniert.

### VORTEILE

- Hält das Beschallungsgut 1 bis 2 cm über dem Wannenboden im optimalen Kavitationsfeld
- Schützt die Schwingwanne vor Abrieb durch direkten Kontakt
- Komfortables Einsetzen und Entnehmen ohne Kontakt mit der Beschallungsflüssigkeit
- Robuster Edelstahl, beständig gegenüber gängigen Reinigungsmitteln

### ANWENDUNG

Speziell für die Ultraschallreinigung von Analysesieben sowie für sonstiges Reinigungsgut, das sicher und schonend im Bad gehalten werden soll.

Passend zu den Ultraschallbädern RK 1028 C/CH und DT 1028 CH.