

Lochdeckel Edelstahl für Einsatzbecher, indirekte Beschallung - Bandelin Sonorex DE 156

Artikel-Nr. BND-3040

Hersteller Bandelin

Lochdeckel zur Aufnahme von Einsatzbechern im Ultraschallbad. Ermöglicht die indirekte Beschallung mehrerer Proben oder aggressiver Flüssigkeiten, ohne dass Gefäße den Wannenboden berühren.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.868 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Lochdeckel DE 156 nimmt Einsatzbecher auf und macht so die indirekte Beschallung möglich. Da im Ultraschallbad nichts direkt auf dem Wannenboden stehen darf, hält der Deckel die Becher sicher in der Badflüssigkeit, während chemisch aggressive Reiniger wie TICKOPUR J 80 U oder Probenflüssigkeiten ihre Wirkung im separaten Gefäß entfalten.

VORTEILE

- Indirekte Beschallung empfindlicher oder aggressiver Medien, getrennt von der Badflüssigkeit
- Mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten gleichzeitig nutzbar
- Schützt die Schwingwanne, da kein Gefäß den Wannenboden berührt
- Robuster Edelstahl, chemisch beständig und langlebig

ANWENDUNG

Geeignet für die indirekte Beschallung von Probenflüssigkeiten sowie für das Arbeiten mit aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln im Dental- und Laborbereich, etwa das Entfernen von Dentalzementen oder die gleichzeitige Reinigung und Desinfektion zahnärztlicher Instrumente in getrennten Bechern.

Passend zu den Ultraschallbädern RK 156/BH, DT 156/BH und DL 156 BH.