

Reagenzglashalter für 6 + 6 Zentrifugenröhrchen - Bandelin Sonorex RG 2.2

Artikel-Nr. BND-2791

Hersteller Bandelin

Reagenzglashalter zur sicheren Positionierung von Zentrifugenröhrchen im SONOREX Ultraschallbad. Nimmt 6 Röhrchen 50 ml (Ø 30 mm) und 6 Röhrchen 15 ml (Ø 17 mm) auf und hält die Proben stabil im Schallfeld.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.618 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Reagenzglashalter RG 2.2 positioniert Zentrifugenröhrchen sicher und reproduzierbar im SONOREX Ultraschallbad. Die Proben stehen frei im Schallfeld, ohne den Wannenboden zu berühren, sodass der Ultraschall gleichmäßig einwirkt.

VORTEILE

- Aufnahme für 6 Zentrifugenröhrchen 50 ml (Ø 30 mm, h = 115 mm)
- Zusätzlich 6 Zentrifugenröhrchen 15 ml (Ø 17 mm, h = 120 mm)
- Sichere, stabile Positionierung der Proben im Schallfeld
- Röhrchen berühren nicht den Wannenboden, gleichmäßige Beschallung

ANWENDUNG

Für die Probenvorbereitung im Labor, etwa Entgasen, Durchmischen oder Reinigen von Inhalten in Zentrifugenröhrchen direkt im Ultraschallbad.

Passend zu den SONOREX Ultraschallbädern RK 52/H, RK 100/H, RK 102 H, DT 52/H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H.