

Reagenzglashalter für SONOREX Ultraschallbäder - Bandelin Sonorex RG 2


Artikel-Nr. BND-279

Hersteller Bandelin

Reagenzglashalter zur sicheren Positionierung von Proben im SONOREX Ultraschallbad. Nimmt bis zu 6 Reagenzgläser mit max. 25 mm oder 8 Reagenzgläser mit 16 mm Durchmesser auf.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.613 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Reagenzglashalter RG 2 positioniert Proben sicher und definiert im SONOREX Ultraschallbad. Er nimmt bis zu 6 Reagenzgläser mit einem Durchmesser von maximal 25 mm oder bis zu 8 Reagenzgläser mit 16 mm Durchmesser auf und hält sie zur gleichmäßigen Beschallung im Kavitationsfeld.

VORTEILE

- Sichere und definierte Positionierung der Reagenzgläser im Bad
- Aufnahme von bis zu 6 Gläsern (max. 25 mm) oder 8 Gläsern (16 mm)
- Gleichmäßige Beschallung mehrerer Proben zugleich
- Komfortables Ein- und Aushängen der Probenreihe

ANWENDUNG

Zur Beschallung von Probenflüssigkeiten in Reagenzgläsern im Labor, etwa zum Homogenisieren, Entgasen oder Dispergieren mehrerer Proben in einem Durchgang.

Passend zu den Ultraschallbädern Bandelin RK 52/H, DT 52/H, RK/DT 100/H, 102 H, DT 102 H/102 H-RC und DL 102 H.