

## Einhängekorb Edelstahl für RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC - Bandelin Sonorex K 14 B

Artikel-Nr. **BND-205**Hersteller **Bandelin**

Edelstahl-Einhängekorb für die Ultraschallbäder RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC. Er hält das Beschallungsgut rund 1 bis 2 cm über dem Wannenboden im optimalen Kavitationsbereich und schützt Gut und Schwingwanne vor Abrieb. Belastbar bis 10 kg. Als Medizinprodukt Klasse I gekennzeichnet.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>         |
| Gewicht           | <b>1.465 kg</b>    |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>84799080</b>    |



### BESCHREIBUNG

Der Einhängkorb K 14 B aus Edelstahl nimmt das Beschallungsgut in den passenden Sonorex Ultraschallbädern auf. Er positioniert das Reinigungsgut rund 1 bis 2 cm über dem Wannenboden, also genau im wirksamsten Bereich des Kavitationsfeldes, und verhindert den direkten Kontakt mit der Schwingwanne, der sonst zu Abrieb an Gut und Wanne führen kann.

### VORTEILE

- Hält das Beschallungsgut im optimalen Kavitationsbereich, 1 bis 2 cm über dem Boden
- Schützt Schwingwanne und Reinigungsgut vor Abrieb
- Komfortables Ein- und Aushängen ohne Kontakt mit der Beschallungsflüssigkeit
- Korrosionsbeständiger Edelstahl, dauerhaft und leicht zu reinigen
- Als Medizinprodukt Klasse I gekennzeichnet, CE-konform

### ANWENDUNG

Zur Aufnahme von Reinigungsgut wie Instrumenten, Bauteilen und Werkstücken in der Ultraschallreinigung. Das Gut lässt sich nach dem Betrieb bequem zur Spülung entnehmen, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in Kontakt kommt.

Passend zu den Ultraschallbädern Bandelin RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC.