

Einsatzgefäß Kunststoff 600 ml für Lochdeckel DE - Bandelin Sonorex PD 06

Artikel-Nr. BND-299

Hersteller Bandelin

Einsatzgefäß aus Kunststoff mit 600 ml zum Einhängen in einen Lochdeckel DE. Schützt das Reinigungsgerät vor aggressiven Reinigern oder Lösemitteln und ermöglicht mehrere Reiniger parallel ohne Badwechsel.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.233 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Das Einsatzgefäß PD 06 aus Kunststoff fasst 600 ml und wird in einen Lochdeckel DE eingehängt. So lassen sich für Edelstahl aggressive Reiniger oder Lösemittel (z. B. TICKOPUR J 80 U) einsetzen, ohne die Wanne des Reinigungsgeräts anzugreifen. Mehrere Einsatzgefäße erlauben zudem verschiedene Reinigungs- und Desinfektionspräparate gleichzeitig, ganz ohne Badwechsel.

VORTEILE

- 600 ml Volumen aus chemikalienbeständigem Kunststoff
- Schützt das Reinigungsgerät vor aggressiven Reinigern und Lösemitteln
- Mehrere Präparate parallel nutzbar, kein Badwechsel nötig
- Hängt sicher im Lochdeckel DE, ohne den Wannenboden zu berühren

ANWENDUNG

Zur indirekten Beschallung empfindlicher Teile, etwa beim Entfernen von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z oder bei der Instrumentenreinigung. Zur Schallübertragung muss die Wanne mit einer Koppelflüssigkeit gefüllt sein, z. B. einer Reinigungslösung wie TICKOPUR R 33 (3 %), um die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen.

Passend zu den Lochdeckeln und Ultraschallbädern DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4.