

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Messung des gelösten Feststoffgehalts (TDS) in Kaffeeextrakten - KERN ORL-S109

Artikel-Nr. KER-ORL-S109

Hersteller Kern

EAN 4045761491045

Digitale Zusatzskala Kaffee TDS 1 für das KERN Refraktometer ORL 94BS. Der Messbereich reicht von 0 % bis 25 % bei einer Teilung von 0,1 %. Die Skala wird digital auf das Gerät geladen und ist auch nachträglich nachrüstbar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90275000



BESCHREIBUNG

Baristas und Röstereien bestimmen mit dieser Zusatzskala den gelösten Feststoffgehalt (TDS) von Kaffeeextrakten direkt am digitalen Refraktometer KERN ORL 94BS. Der Messbereich reicht von 0 % bis 25 % bei einer Teilung von 0,1 %.

VORTEILE

- **Direkte Ablesung:** gelösten Feststoffgehalt von Kaffee von 0 % bis 25 %, Teilung 0,1 %.
- **Nachrüstbar:** die Skala wird auch nach dem Kauf digital auf das ORL 94BS geladen, bis zu acht Zusatzskalen je Gerät.
- **Genauigkeit:** Toleranz $\pm 0,2$ % über den Messbereich.
- **OXR-Basic Software:** kostenlose Software zum Messen, Speichern und Exportieren der Messergebnisse.

ANWENDUNGEN

Baristas, Röstereien und Cafés nutzen die Skala, um die Extraktionsstärke und Konsistenz von Kaffee zu überwachen.

KONFORMITÄT UND HERKUNFT

EAN 4045761491045, Zolltarifnummer 9027 50 00, Herkunftsland Deutschland.