

Clé de montage pour UW 50 et LS 20 - Bandelin Sonopuls AH 50

Réf. article BND-3820

Fabricant Bandelin

Outil de montage AH 50 pour le montage et le démontage du transducteur à ultrasons UW 50 et de la tige de laboratoire LS 20. Il permet de visser les composants en toute sécurité et sans dommage sur l'homogénéisateur SONOPULS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **84799080**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.184 kg**

DESCRIPTION

Le AH 50 est l'outil de montage pour fixer et desserrer le transducteur à ultrasons UW 50 et la tige de laboratoire LS 20. Il permet de visser les composants de manière définie sans endommager les filetages sensibles et les surfaces de transmission du son.

AVANTAGES

- Compatible avec le transducteur à ultrasons UW 50 et la tige de laboratoire LS 20
- Montage sûr sans endommager les filetages ou les surfaces de transmission du son
- Facilite le changement des sonotrodes et des cornets

DONNÉES TECHNIQUES

Référence 3820

Compatible avec UW 50, LS 20

Poids 0,184 kg

APPLICATIONS

Le AH 50 est utilisé au laboratoire lors de l'installation et de la reconfiguration de l'homogénéisateur SONOPULS avec le UW 50 et le LS 20, par exemple lors du changement de sonotrodes ou de cornets étagés.