

Pince de maintien pour ballons de laboratoire jusqu'à 85 mm - Bandelin Sonorex EK 250

Réf. article BND-3259

Fabricant Bandelin

Pince de maintien EK 250 pour une sonication sans basculement des ballons de laboratoire dans le bain à ultrasons SONOREX. Elle se fixe dans les paniers suspendus et supports d'appareil et empêche les ballons de remonter ou de basculer. Pour ballons jusqu'à 85 mm de diamètre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.156 kg



DESCRIPTION

La Sonorex EK 250 est une pince de maintien pour une sonication sans basculement des ballons de laboratoire dans le bain à ultrasons SONOREX. Elle se fixe dans les paniers suspendus et les supports d'appareil et maintient le ballon fermement en place, de sorte qu'il ne remonte ni ne bascule pendant la sonication. Convient aux ballons de laboratoire jusqu'à 85 mm de diamètre.

AVANTAGES

- Maintient les ballons de laboratoire jusqu'à 85 mm de diamètre sans basculement
- Empêche la remontée et le basculement pendant la sonication
- Fixation dans les paniers suspendus et les supports d'appareil
- Assure un couplage constant au liquide du bain
- Construction robuste et adaptée au bain

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	3259
Pour ballons jusqu'à	d = 85 mm
Poids	0,156 kg

APPLICATIONS

L'EK 250 fixe les ballons de laboratoire lors de la préparation d'échantillons au laboratoire, par exemple pour l'homogénéisation, l'extraction ou le dégazage. Le ballon étant maintenu fermement, les ultrasons sont transmis à l'échantillon avec peu de pertes.

La pince convient aux ballons de laboratoire jusqu'à 85 mm de diamètre et s'utilise dans les paniers suspendus et supports d'appareil SONOREX adaptés.