

Récipient d'insertion en plastique 600 ml pour couvercle perforé DE - Bandelin Sonorex PD 06

Réf. article BND-299

Fabricant Bandelin

Récipient d'insertion en plastique de 600 ml à suspendre dans un couvercle perforé DE. Il protège l'appareil de nettoyage contre les nettoyeurs ou solvants agressifs et permet d'utiliser plusieurs nettoyeurs en parallèle sans changer le bain.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.233 kg



DESCRIPTION

Le récipient d'insertion en plastique PD 06 contient 600 ml et se suspend dans un couvercle perforé DE. Cela permet d'utiliser des nettoyeurs ou solvants agressifs pour l'acier inoxydable (par ex. TICKOPUR J 80 U) sans attaquer la cuve de l'appareil de nettoyage. Plusieurs récipients d'insertion permettent en outre d'utiliser simultanément différents produits de nettoyage et de désinfection, sans changer le bain.

AVANTAGES

- Volume de 600 ml en plastique résistant aux produits chimiques
- Protège l'appareil de nettoyage contre les nettoyeurs et solvants agressifs
- Utilisation de plusieurs produits en parallèle, sans changer le bain
- Se suspend de façon sûre dans le couvercle perforé DE, à l'écart du fond de la cuve

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	299
Volume utile	0,6 L
Dimensions intérieures (L×l×P)	86 × 86 × 125 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	90 × 90 × 125 mm
Matériau de la cuve	Plastique

APPLICATIONS

Pour la sonication indirecte de pièces sensibles, par exemple le retrait de ciments dentaires avec STAMMOPUR Z ou le nettoyage d'instruments. Pour transmettre les ultrasons, la cuve doit être remplie d'un liquide de couplage, par ex. une solution de nettoyage comme TICKOPUR R 33 (3 %), afin de réduire la tension superficielle de l'eau.

Compatible avec les couvercles perforés et les bains à ultrasons DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4.