

Gobelet d'insertion en verre 400 ml pour sonication indirecte - Bandelin Sonorex SD 04

Réf. article BND-168

Fabricant Bandelin

Gobelet d'insertion en verre d'un volume utile de 400 ml à suspendre dans les couvercles perforés ou les bandes d'insertion avec l'anneau GR 04. Permet la sonication indirecte de liquides agressifs ou sensibles, séparés de l'eau du bain.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.716 kg



DESCRIPTION

Le gobelet d'insertion en verre SD 04 contient 400 ml et sert à la sonication indirecte dans le bac à ultrasons. Les liquides d'échantillon agressifs, abrasifs ou sensibles sont soniqués dans le gobelet sans entrer en contact avec l'eau du bain. Le gobelet se suspend dans les couvercles perforés ou les bandes d'insertion à l'aide de l'anneau de maintien GR 04.

AVANTAGES

- Sonication indirecte de liquides chimiquement agressifs ou sensibles
- Volume utile de 400 ml en verre résistant aux produits chimiques
- Plusieurs gobelets avec différents liquides utilisables simultanément
- Suspension simple via l'anneau GR 04 dans les couvercles perforés ou bandes d'insertion
- Protège la cuve vibrante, car rien n'est posé sur le fond de la cuve

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	168
Volume utile	0,4 L
Dimensions intérieures (L×l×P)	75 × 75 × 110 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	80 × 80 × 110 mm
Poids	0,716 kg

APPLICATIONS

Le gobelet d'insertion convient au nettoyage avec des concentrés agressifs, au retrait des ciments dentaires ou à la sonication d'échantillons sensibles. Pour transmettre les ultrasons, une solution de nettoyage doit être utilisée dans le bain comme liquide de couplage, par exemple une solution à 3 pour cent, afin d'abaisser la tension superficielle.

Le SD 04 est compatible avec le couvercle perforé DE 08 et se suspend à l'aide de l'anneau de maintien GR 04.