

Mélangeur centrifuge pour pâte à braser 680 g pour pots de 500 g - Thinky SR-500

Réf. article WL29092

Fabricant Thinky

Une pâte à braser sortie du froid doit être homogène et exempte de bulles avant l'impression. Le mélangeur centrifuge SR-500 mélange, répartit et désaère la pâte en quelques minutes, sans qu'il soit nécessaire de la ramener à température ambiante. Il accepte une masse totale de 680 g et convient donc aux pots de pâte à braser de 500 g utilisés en production et en réparation.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Une pâte à braser conservée au froid se sépare et contient de l'air emprisonné, ce qui provoque des défauts d'impression et des cavités dans la soudure. Le Thinky SR-500 mélange, répartit et désaère la pâte par centrifugation en quelques minutes et accepte jusqu'à 680 g de masse totale sur son support.

AVANTAGES

- Principe centrifuge à double rotation : le récipient tourne autour de l'axe principal de l'appareil et simultanément autour de son propre axe, ce qui homogénéise la pâte et le flux
- Traite directement la pâte stockée au froid, sans remise à température ambiante préalable
- Élimine les grosses bulles d'air, cause courante des défauts de pâte à braser et des cavités
- Capacité maximale de 680 g de masse totale, matériaux, récipient et adaptateur compris, prévue pour les pots de 500 g
- Récipient standard de 150 ml, alimentation secteur 230 V

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL29092

Fabricant Thinky

Modèle SR-500

Type	Mélangeur centrifuge pour pâte à braser
Capacité maximale	680 g de masse totale, matériaux, récipient et adaptateur compris
Convient pour	Récipients de pâte à braser de 500 g
Récipient standard	150 ml
Tension	230 V
Dimensions (LxIxH)	340 mm x 300 mm x 390 mm
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Préparation de la pâte à braser CMS avant l'impression au pochoir ou le dépôt par seringue en fabrication électronique, en prototypage et sur les postes de réparation. Convient également pour remuer et désaérer colles, résines de coulée et autres matériaux pâteux bicomposants conditionnés dans des récipients adaptés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le support reçoit les pots de pâte à braser jusqu'à 500 g ainsi que le récipient standard fourni de 150 ml. La valeur déterminante est la masse totale sur le support, limitée à 680 g, matériaux, récipient et adaptateur inclus. Livré en appareil de table pour 230 V, une pièce par unité de vente.