

Électrode manuelle ESVM1000 pour test de marche - Warmbier WL32142

Réf. article WL32142

Fabricant Warmbier

Électrode manuelle qui complète le mesureur de champ ESVM1000 pour le test de marche selon DIN EN 61340-4-5. Elle permet de mesurer la charge corporelle directement avec l'ESVM1000.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	DIN EN 61340-4-5
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-4-5**

DESCRIPTION

L'électrode manuelle ESVM1000 permet d'utiliser le mesureur de champ électrostatique ESVM1000 de Warmbier pour le test de marche selon DIN EN 61340-4-5. La personne tient l'électrode pendant la mesure, ce qui permet de capter la charge corporelle via l'ESVM1000.

AVANTAGES

- Transforme l'ESVM1000 en système de mesure de test de marche
- Capture directe de la charge corporelle dans l'EPA
- Accessoire simple pour le contrôle ESD régulier des personnes

APPLICATIONS

Utilisée pour vérifier la mise à la terre des personnes aux postes de travail ESD avec le Warmbier ESVM1000.

NORMES ET CONFORMITÉ

Test de marche selon DIN EN 61340-4-5.