

## Pastilles Kapton polyimide Ø 6 mm, 1000 pièces en bobine

Réf. article WL47306

Fabricant A1-ESD

Pastilles polyimide prédécoupées de 6 mm de diamètre pour masquer précisément pastilles de brasage, points de test et perçages. Elles tiennent 300 °C en pointe et se retirent sans résidu. La bobine de 1000 pièces évite de découper le ruban à la main.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |



### DESCRIPTION

Masquer des pastilles de brasage, des points de test ou des perçages avec des morceaux de ruban découpés prend du temps. Ces pastilles polyimide prédécoupées de Ø 6 mm se prélèvent directement sur la bobine et supportent 300 °C en pointe dans la vague.

### AVANTAGES

- Prédécoupées à Ø 6 mm, aucune découpe de ruban nécessaire
- Tenue en température de courte durée jusqu'à 300 °C, brasage à la vague et sélectif
- Retrait sans résidu, les pastilles restent mouillables
- Résistance aux flux et aux produits de nettoyage
- 1000 pièces par bobine, longue autonomie au poste

### DONNÉES TECHNIQUES

|           |           |
|-----------|-----------|
| Référence | WL47306   |
| Modèle    | 880006    |
| Fabricant | WEIDINGER |
| Matériau  | Polyimide |
| Couleur   | Ambre     |
| Diamètre  | 6 mm      |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diamètre du mandrin         | Ø 76 mm            |
| Température de courte durée | jusqu'à 300 °C     |
| Origine                     | Fabriqué dans l'UE |
| Unité de vente              | Bobine             |
| Contenu                     | 1000 pièces        |
| Poids                       | 0,1 kg             |

## APPLICATIONS

Masquage précis de pastilles de brasage et de trous métallisés avant brasage à la vague, obturation de perçages et d'évents lors du vernissage, protection des points de test et des petites surfaces de contact en reprise.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'une bobine de 1000 pastilles Ø 6 mm sur mandrin Ø 76 mm. Prélèvement à la main ou avec un dérouleur. La version Ø 9 mm et le ruban de 12 mm à 75 mm sont également disponibles.